

Биохимический анализатор Siemens ADVIA 1200

ФСЗ 2007/00880

автоматический, напольный, система открытая, 800 тестов в час, длина волны 340, 410, 451, 478, 505, 545, 571, 596, 658, 694, 751, 805, 845, 884 нм, считывание штрих-кода

Siemens Healthcare Diagnostics, США



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	открытая
Производительность	800 тестов в час
Характеристика производительности	600 тестов в час на электролитном модуле, 1200 комбинированных тестов в час
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	гомогенный иммуноанализ / двухточечная кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 410, 451, 478, 505, 545, 571, 596, 658, 694, 751, 805, 845, 884 нм
Калибровка	автоматическая

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча / плазма / сыворотка
Количество позиций для проб	84 шт.
Объем пробы	1-25 мкл
Пробирки	2 мл, 5 мл, 7 мл, 10 мл, чашки для проб, микропробирки

Функции

Считывание штрих-кода	Да
-----------------------	----

Габариты

Размер	1108×1220×850 мм
Вес	450 кг

Описание

Автоматический биохимический анализатор Адвия 1200 - выборочного действия «Random Access», обработка серий и отдельных проб. Может работать как основной анализатор, а также в составе большей системы. Имеет малую опорную поверхность, что позволяет устанавливать прибор в лаборатории любого размера.

Аппарат обладает высокой производительностью и позволяет проводить до 1200 исследований в час. При этом конструкция и функционал прибора позволяют проводить несколько типов тестов одновременно. Функционал оборудования гарантирует длительную и стабильную работу даже с максимальной нагрузкой.