

Биохимический анализатор Siemens ADVIA 2400

ФСЗ 2007/00996

автоматический, напольный, система закрытая, 1800 тестов в час, длина волны 340, 410, 451, 478, 505, 545, 571, 596, 658, 694, 751, 805, 845, 884 нм, образцов 84 шт., считывание штрих-кода

Siemens Healthcare Diagnostics, США



Характеристики

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                               | автоматический                                                                |
| Конфигурация                      | напольный                                                                     |
| Система                           | закрытая                                                                      |
| Производительность                | 1800 тестов в час                                                             |
| Характеристика производительности | до 2400 тестов в час с использованием ISE                                     |
| Произвольный доступ               | Да                                                                            |
| Методы измерения                  | кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка / турбидиметрический анализ |
| Длина волны                       | 340, 410, 451, 478, 505, 545, 571, 596, 658, 694, 751, 805, 845, 884 нм       |

Образцы и пробы

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Материал для исследования | моча / плазма / спинномозговая жидкость / сыворотка |
| Количество образцов       | 84 шт.                                              |
| Объем пробы               | 2-30 мкл                                            |
| Пробирки                  | 2, 5, 7, 10 мл                                      |

Функции

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Принтер               | Да |
| Считывание штрих-кода | Да |

Габариты

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Размер | 1343×17110×867 мм |
|--------|-------------------|

|     |        |
|-----|--------|
| Вес | 630 кг |
|-----|--------|

## Описание

---

**Высокопроизводительный автоматический биохимический анализатор Адвия 2400.** Предназначен для проведения биохимических и турбидиметрических исследований в лабораториях с большой проходимостью. Анализатор оснащен уникальной технологией, позволяющей снизить требуемый объем реактива до 80 мкл на 1 тест. Совместим с автоматическими конвейерными системами без дополнительного оборудования. Потребление воды: 40 л в час.