

Биохимический анализатор Siemens Dimension EXL 200

РЗН 2018/7366

автоматический, напольный, 440 тестов в час, длина волны 293, 340, 383, 405, 452, 510, 540, 577, 600, 680, 700 нм, считывание штрих-кода

Siemens Healthcare Diagnostics, США



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Производительность	440 тестов в час
Характеристика производительности	до 440 фотометрических химических тестов в час и 187 ИМТ-тестов в час на образцах сыворотки, плазмы, мочи и спинномозговой жидкости; может выполнять до 167 гетерогенных иммунологических тестов в час
Методы измерения	конечная точка / турбидиметрический анализ / фотометрический
Длина волны	293, 340, 383, 405, 452, 510, 540, 577, 600, 680, 700 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча / плазма / спинномозговая жидкость / сыворотка
Объем пробы	2-40 мкл

Функции

Считывание штрих-кода	Да
-----------------------	----

Габариты

Размер	1870×122×1320 мм
Вес	349 кг

Описание

Компактный интегрированный биохимический анализатор Dimension EXL 200 подходит для использования в небольших и средних лабораториях. Анализатор объединяет рабочие места в единую систему, которая позволяет проводить химические и иммунологические анализы. Позволяет проводить тестирование, используя обширное меню, которое включает критически важные анализы сердца и анализы иммуносупрессивных препаратов, не требующие предварительной обработки.