

Биохимический анализатор Siemens Viva-E

ФСЗ 2010/08066

автоматический, настольный, система закрытая, 130 тестов в час, длина волны 340, 380, 450, 505, 546, 570, 600, 700 нм

Siemens Healthcare Diagnostics, Нидерланды



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	130 тестов в час
Характеристика производительности	до 130 фотометрических тестов в час (с 3 реагентами), до 65 фотометрических тестов в час (с 2 реагентами)
Методы измерения	бихроматический / фотометрический
Длина волны	340, 380, 450, 505, 546, 570, 600, 700 нм

Образцы и пробы

Количество позиций для проб	51 шт.
-----------------------------	--------

Габариты

Размер	1150×450×560 мм
--------	-----------------

Описание

Автоматическое устройство для определения лекарственных средств Viva-E. Включает в себя еще и полный диапазон диагностических исследований на содержание наркотиков, мониторинговых исследований терапевтических и иммуносупрессорных средств, а также оценки годности изучаемых проб. Применение инновационной мультиферментной иммунохимической технологии (EMIT) обеспечивает точность и надежность получаемых результатов. Такие показатели обеспечиваются за счет 12-ти положений для EMIT-анализа с 5-ю открытыми позициями и 4-я - для оценки иммуносупрессорных препаратов. Одновременно можно проводить исследования 51 пробы.

Анализатор биохимический автоматический Siemens Viva-E может осуществлять моно-и бихроматические измерения, используя волны различной длины - 8 вариантов от 340 до 700 нм. Устройство оборудовано всеми необходимыми системами для ускорения и удобства производства анализов: роторная подставка вмещает 26

пробирок разного объема, специальная программа с задаваемыми характеристиками предварительного разведения образцов значительно убыстряет проведение анализа.