

Биохимический анализатор Siemens Viva-ProE

ФСЗ 2010/08066

автоматический, настольный, система закрытая, 130 тестов в час, длина волны 340, 380, 450, 505, 546, 570, 600, 700 нм



Siemens Healthcare Diagnostics, Нидерланды

Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	130 тестов в час
Характеристика производительности	до 130 фотометрических тестов в час (с 3 реагентами), до 65 фотометрических тестов в час (с 2 реагентами)
Методы измерения	бихроматический / фотометрический
Длина волны	340, 380, 450, 505, 546, 570, 600, 700 нм

Образцы и пробы

Количество позиций для проб	51 шт.
Пробирки	26 пробирок разного объема

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
------------------------------	----

Габариты

Размер	1150×450×560 мм
--------	-----------------

Описание

Биохимический анализатор лекарственных средств Viva-ProE объединяет в себе полный спектр анализа наркотических средств, мониторинга терапевтических и иммуносупрессорных препаратов. Надежность и точность реагентов ЕМІТ позволяют оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь пациентам, а также обоснованно выявлять лиц, употребляющих алкоголь или наркотические вещества.