

Биохимический анализатор SINNOWA BS-3000P

РЗН 2014/1883

полуавтоматический, настольный, система открытая,
60 тестов в час, длина волны 340, 405, 492, 505, 546,
578, 620 нм

Sinnowa Medical Science & Technology Co., Китай



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	60 тестов в час
Методы измерения	бихроматический / кинетика / конечная точка / фиксированное время
Параметры исследования	
Длина волны	340, 405, 492, 505, 546, 578, 620 нм

Функции

Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Принтер	Да

Габариты

Размер	180×330×340 мм
Вес	8.5 кг

Описание

Полуавтоматический биохимический анализатор SINNOWA BS-3000P - лабораторный фотометр со встроенным компьютером, обладающий высокой точностью, хорошей воспроизводимостью результатов и полным набором функций.

Характеристики:

- термостат на 20 позиций;
- вывод результатов измерений графически в режиме реального времени;
- русифицированное рабочее меню;
- возможность повторного тестирования проб и измерительной системой, исключающей взаимозагрязнение проб;
- источник света: галогеновая лампа на 20 Вт с длительным сроком службы;
- температура термостата: 37°C, элементы Пельтье, точность: $\pm 0.1^\circ\text{C}$;
- установка нуля: автоматическая;
- диапазон измерения: 0-2.5 ед;
- линейность и точность фотометра: $\pm 2\%$ при 0-2.0 ед;
- дрейф: менее 0.005 ед./час;
- вывод данных: последовательный порт RS-232.