

Биохимический анализатор URIT BioLit-8020

ФСЗ 2010/08321

автоматический, настольный / напольный, система открытая, 280 тестов в час, длина волны 340, 405, 450, 492, 510, 546, 578, 630, 700, 800 нм, образцов 45 шт.

URIT Medical Electronic Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный / напольный
Система	открытая
Производительность	280 тестов в час
Методы измерения	иммунотурбидиметрия / кинетика / конечная точка / фиксированное время
Параметры исследования	
Длина волны	340, 405, 450, 492, 510, 546, 578, 630, 700, 800 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча / плазма / спинномозговая жидкость / сыворотка
Количество образцов	45 шт.
Объем пробы	2-100 мкл

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да

Габариты

Размер	1020×830×1120 мм
Вес	86 кг

Описание

Автоматический биохимический анализатор URIT BioLit-8020 предназначен для проведения биохимических и турбидиметрических исследований в лабораториях со средней проходимостью.

Характеристики:

- принципы измерения: колометрия, турбидиметрия, одно- и двухволновые измерение;
- источник света: Галогеновая лампа 20 Вт/12В, ресурс 2000 часов;
- карусель образцов: 71 место, в т.ч. 55 мест для образцов, 8 для стандартов, 4 места КК, 4 ячейки STAT;
- карусель реагентов: 60 мест, в т.ч. для детергента и разбавителя;
- калибровка: 1 точечная линейная, многоточечная линейная и не линейная;
- система очистки: 8-шаговая автоматическая моющая система.