

Биохимический анализатор URIT BioLit-8060

ФСЗ 2010/08321

автоматический, напольный, система открытая, 420 тестов в час, длина волны 340-800 нм, образцов 99 шт., подключение к ЛИС

URIT Medical Electronic Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	открытая
Производительность	420 тестов в час
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Параметры исследования	
Длина волны	340-800 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	ликвор / моча / плазма / сыворотка
Количество образцов	99 шт.

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Подключение к ЛИС	Да

Описание

Анализатор биохимический BIOLIT-8060 - автоматизированная высокоточная система для широкого спектра лабораторий, выполняющих исследования в области клинической биохимии.

Характеристики:

- источник света: галогеновая лампа 20 Вт/12В, ресурс 2000 часов;
- калибровка: 1 и 2 точечная, многоточечная линейная, нелинейная, мульти стандартный анализ;

- контроль температуры: термостат 37 ± 0.1 ;
- круглосуточная система охлаждения с круговоротом воды для обеспечения реагента при 2-8 °C;
- система очистки: 8-шаговая автоматическая моющая система;
- двойные отдельные керамические шприцы, высокая точность;
- автоматическая детекция и выбор подходящих кюветов;
- защита столкновения, автоматическая остановка и тревога при барьере;
- высокоточная оптическая система;
- выбор лучшей тест-точки реакционной кривой, автоматическое создание нового фактора.