

Биохимический анализатор ELITechGroup Vitalab Microlab 300

ФСЗ 2011/11009

полуавтоматический, настольный, система открытая,
60 тестов в час, длина волны 340, 405, 505, 546, 578,
620 + 6 свободных позиций нм

ELITechGroup Inc., Нидерланды



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	60 тестов в час
Методы измерения	бихроматический / кинетика / конечная точка
Длина волны	340, 405, 505, 546, 578, 620 + 6 свободных позиций нм
Калибровка	линейная / мультиточечная / нелинейная

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча / плазма / спинномозговая жидкость / сыворотка
---------------------------	---

Функции

Принтер	Да
---------	----

Габариты

Вес	11 кг
-----	-------

Описание

Microlab 300 - полуавтоматический биохимический анализатор. Компактный и простой в использовании, подходит для небольших лабораторий. Устройство анализатора предполагает минимальное обслуживание и эффективное использование расходных материалов, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.

Особенности:

- расчет результатов исследования проводится на основании выбранных вручную параметров;
- встроенный источник света;

- компактный дизайн, позволяющий сэкономить место на рабочем столе лаборанта;
- система дозирования реактивов;
- возможность нелинейной калибровки, что позволяет проводить иммунотурбидиметрические исследования.