

Биологический индикатор стерилизации БиоТЕСТ-ЭО-ВИНАР автономный

РЗН 2014/2176

биологический, ЭО, в упаковке 24 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ЭО
Количество в упаковке	24 шт.

Описание

Индикатор автономный биологический БиоТЕСТ-ЭО-ВИНАР предназначен для валидации и оценки эффективности процесса стерилизации оксидом этилена.

Индикатор представляет собой пластиковую пробирку, на дно которой помещены споры тест-микроорганизмов *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372. Внутри пластиковой пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду. Пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия. Между колпачком и пробиркой размещен бактериальный фильтр, защищающий содержимое индикатора от контаминации, но не препятствующий проникновению стерилизующего агента. На этикетку с маркировкой индикатора нанесен химический индикатор 1 класса, позволяющий отличить биологические индикаторы прошедшие стерилизацию от индикаторов, не обработанных в стерилизаторе.

В комплект БиоТЕСТ-ЭО-ВИНАР входят:

- 24 индикатора;
- запатентованный ломатель, позволяющий легко активировать индикаторы.

Преимущества автономных индикаторов БиоТЕСТ-ЭО-ВИНАР:

- возможность использования в любом ЛПО, при наличии термостата;
- наличие закрывающихся колпачков, предотвращающих вскрытие индикаторов и, соответственно, контаминацию простерилизованных БИ во время их инкубирования, а также препятствующих испарению индикаторной среды;
- исключение любой возможности контаминации после стерилизации - однозначная трактовка результата;
- отсутствие необходимости обеспечения асептических условий работы;
- возможность работы персонала без специальных навыков исполнения микробиологических мероприятий.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Индикатор изготовлен в соответствии с ГОСТ ISO 11138-1, ГОСТ ISO 11138-2. ТУ 9398-108-11764404-2013