

Биологический индикатор стерилизации БиоТЕСТ-ЭО2-ВИНАР

РЗН 2014/2176

биологический, ЭО

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ЭО

Описание

Индикатор биологический «БиоТЕСТ-ЭО2-Винар» предназначен для контроля эффективности процесса стерилизации медицинских изделий оксидом этилена. Представляет собой носитель в виде пластиковой пробирки типа Эппендорф/стеклянного флакона с высушенными спорами бактерий *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372, запечатанный в бумажно-пленочную стерилизационную упаковку.

В комплект «БиоТЕСТ-ЭО2-Винар» входят:

- 6 биологических индикаторов;
- флакон со стерильной питательной средой;
- стерильная пробирка типа Эппендорф/стеклянный флакон в стерилизационной упаковке;
- стерильный шприц с иглой для отбора питательной среды.

Индикаторы не требуют соблюдения особых мер безопасности.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Срок действия не ограничен.

ТУ 9398-108-11764404-2013