

Биологический индикатор стерилизации БиоТЕСТ-П-ВИНАР

ФСР 2011/12090

биологический, ПАР, в упаковке 24 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ПАР
Количество в упаковке	24 шт.

Описание

Индикатор автономный биологический «БиоТЕСТ-П-Винар» представляет собой носитель в виде пластиковой пробирки с помещенными на дно высушенными спорами бактерий. Внутри пластиковой пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду. Пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия, защищённые бактериальным фильтром.

Преимущества автономных индикаторов «БиоТЕСТ-П-Винар»:

- исключение любой возможности контаминации после стерилизации – однозначная трактовка результата;
- возможность использования в любом ЛПУ или учреждении, при наличии термостата;
- наличие пробок, предотвращающих вскрытие индикаторов и, соответственно, контаминацию простерилизованных БИ во время их инкубирования;
- отсутствие необходимости обеспечения асептических условий работы;
- размещение химического индикатора 1-го класса на каждом индикаторе, позволяющего отличить простерилизованные БИ от нестерилизованных;
- возможность работы персонала без специальных навыков исполнения микробиологических мероприятий;
- индикаторы не требуют соблюдения особых мер безопасности.
- гарантийный срок хранения: 24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортирования.
- срок действия: не ограничен.

Биологические индикаторы соответствуют ГОСТ ISO 11138-1-2012, ГОСТ ISO 11138-3-2012, МУ № 15/6-5 от 28.02.1991 г.