

Биологический индикатор стерилизации БиоТЕСТ-П2-ВИНАР

ФСР 2012/14116

биологический, ПАР

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ПАР

Описание

Индикатор БиоТЕСТ-П2-Винар предназначен для контроля эффективности процесса паровой стерилизации медицинских изделий. Индикатор биологический «БиоТЕСТ-П2-Винар» представляет собой носитель в виде пластиковой пробирки типа Эппендорф/стеклянного флакона с высушенными спорами бактерий, запечатанный в бумажно-пленочную стерилизационную упаковку.

В комплект «БиоТЕСТ-П2-Винар» входят:

- 6 биологических индикаторов;
- флакон со стерильной питательной средой;
- стерильная пробирка типа Эппендорф/стеклянный флакон в стерилизационной упаковке;
- стерильный шприц с иглой для отбора питательной среды.

Индикаторы не требуют соблюдения особых мер безопасности.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Срок действия: не ограничен.

Биологические индикаторы соответствуют ГОСТ ISO 11138-1-2012, ГОСТ ISO 11138-3-2012, МУ № 15/6-5 от 28.02.1991 г.