

Биологический индикатор стерилизации БиотЕСТ-В-ВИНАР

ФСР 2011/12091

биологический, ВОЗД

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ВОЗД

Описание

Индикатор биологический «Биотест-В-Винар» представляет собой инокулированный высушенными спорами тест-микроорганизмов носитель в виде инсулинового флакона, запечатанный в стерилизационную упаковку из прозрачной полиамидной плёнки.

В качестве тест-микроорганизмов используются бактерии *Bacillus licheniformis* штамм G ВКМ В-1711Д в количестве п*106.

В комплект «Биотест-В-Винар» входят:

- 6 биологических индикаторов;
- флакон со стерильной питательной средой;
- стерильный шприц с иглой для отбора питательной среды;
- 7 стерильных резиновых пробок и флакон без спор.

Индикаторы безвредны для человека и животных, не требуют особых мер безопасности.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

Индикатор соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р ИСО 11138-1-2000, МУ 15/6-5 от 28.02.1991 г. и ISO 11138-4:2006(E).

Биологические индикаторы соответствуют ГОСТ ISO 11138-1-2012, ГОСТ ISO 11138-3-2012, МУ № 15/6-5 от 28.02.1991 г.