

Биологический индикатор стерилизации БиоТЕСТ-В1-ВИНАР

ФСР 2012/14116

биологический, ВОЗД

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ВОЗД

Описание

Индикатор биологический «БиоТЕСТ-В1-Винар» представляет собой инокулированный высушенными спорами бактерий носитель в виде инсулинового флакона, закрытого пробкой, закатанной алюминиевым колпачком. Пробка изготовлена из термостойкого материала - силиконовой резины и уже надета на флакон для облегчения процесса активации и снижения риска контаминации.

В качестве тест-микроорганизмов используются бактерии *Bacillus licheniformis* штамм G ВКМ В-1711Д в количестве п*106.

Применяются при всех режимах воздушной стерилизации для лекарственных форм и изделий медицинского назначения.

В комплект «БиоТЕСТ-В1-Винар» входят:

- 6 биологических индикаторов;
- 1 флакон со стерильной индикаторной средой;
- 1 стерильный флакон, закрытый пробкой для контроля среды;
- 1 стерильный шприц с иглой для введения индикаторной среды.

Индикаторы «БиоТЕСТ-В1-Винар» безвредны для человека и животных, не требуют особых мер безопасности.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

Срок действия: не ограничен.

Биологические индикаторы соответствуют ГОСТ ISO 11138-1-2012, ГОСТ ISO 11138-3-2012, МУ № 15/6-5 от 28.02.1991 г.

Индикаторы соответствуют требованиям нормативных документов ГОСТ Р ИСО 11138-1-2000, ISO 11138-4:2006(E) и МУ15/6-5 от 28.02.1991 г.