

Биологический индикатор стерилизации ИНТЕРСЭН iPACK BIO-DRY

РЗН 2018/6990

биологический, ПАР, в упаковке 6 шт.

ИНТЕРСЭН-плюс ООО, Россия



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ПАР
Количество в упаковке	6 шт.

Описание

Биологические индикаторы АЙПАК БИО-ДРАЙ для контроля воздушной стерилизации.
Биологический метод контроля основан на инаktivации определенного числа спор тест-микроорганизмов, специфичных для каждого из используемых методов стерилизации. Такой вид контроля подтверждает реальную гибель контаминирующей микрофлоры внутри стерилизатора и на стерилизуемых изделиях. Биологический контроль осуществляется как специалистами контролирующих органов Роспотребнадзора и дезслужб, так и персоналом ЛПО различного профиля в рамках самоконтроля. Без журнала.
Уникальной особенностью биологических индикаторов iPackBIO является их высокая точность и универсальность.