

Биологический индикатор стерилизации ИНТЕРСЭН iPACK BIO-EO

РЗН 2018/6990

биологический, ЭО, в упаковке 6 шт.

ИНТЕРСЭН-плюс ООО, Россия



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ЭО
Количество в упаковке	6 шт.

Описание

Биологический индикатор АЙПАК БИО-ЭО для контроля стерилизации оксидом этилена.

Концентрация ОЭ: 1200 мг/л;□

Время: 150, 60 мин