

Биологический индикатор стерилизации ИНТЕРСЭН iPack BIO-FORM

РЗН 2018/6990

биологический, ФОРМ, многорежимный, 60°С - 60 мин / 65°С - 20 мин / 75°С - 10 мин / 80°С - 10 мин, в упаковке 6 шт.

ИНТЕРСЭН-плюс ООО, Россия



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ФОРМ
Многорежимный	Да
Режимы	60°С - 60 мин / 65°С - 20 мин / 75°С - 10 мин / 80°С - 10 мин
Количество в упаковке	6 шт.

Описание

Биологические индикаторы АЙПАК БИО-ФОРМ.

Параметры циклов стерилизационной выдержки: 60 °С /60 мин, 65°С / 20 мин, 75°С / 10 мин, 80°С /10 мин.