

Биопахиметр AL-4000

РЗН 2016/4215

биометр-пахиметр, толщина роговицы (пахиметрия) /
толщина хрусталика (LENS)

Tomey Corporation, Япония



Характеристики

Вид	биометр-пахиметр
Измерения	толщина роговицы (пахиметрия) / толщина хрусталика (LENS)

Описание

AL-4000 — простой, удобный, функциональный и компактный прибор для ультразвуковой биометрии и пахиметрии. Биопахиметр AL-4000 производит измерение толщины роговицы, длины передней камеры глаза и толщины хрусталика. Отличительной особенностью использования биопахиметра AL-4000 является то, что он может работать вместе с Ультразвуковым Б-сканнером UD-8000 (UD-8000 выступает как Док-станция). Как результат у нас полностью функциональная система для проведения всех типов ультразвуковых исследований — В-сканирование, А-биометрия и пахиметрия.