

## Биопсийный пистолет MDL Palium (Plurigun)

ФСЗ 2012/13006

многоразовый, срез 15 мм / 22 мм

M.D.L. S.r.l., Италия



### Характеристики

---

|      |               |
|------|---------------|
| Тип  | многоразовый  |
| Срез | 15 мм / 22 мм |

### Дополнительные характеристики

---

**Биопсийный пистолет Palium (Plurigun)** - многоразовая автоматическая биопсийная система для режущей биопсии мягких тканей. Является технологическим **аналогом** многоразовой автоматической системы **Bard Magnum**.

Относится по массе к **легковесным** биопсийным многоразовым устройствам, что дает возможность использовать ее одной рукой в ходе диагностической процедуры получения биопсийного образца.

**Совместимые иглы:** Palium Needle / Fast-Cut M.

#### Характеристики:

- Глубина биопсии: 15 мм / 22 мм.
- Предохранитель активируется автоматически при полностью готовой к «выстрелу» системе.
- Индикация статуса взводного механизма устройства.
- Универсальная кнопка спуска.

**Заряжается в два шага:** сначала заряжается канюля, потом заряжается стилет. На открываемой верхней панели имеются два отверстия - индикаторы заряда канюли и стилета, которые имеют три варианта:

1. Оба красные - канюля и стилет не заряжены.
2. Зеленый и красный - канюля заряжена, стилет не заряжен.
3. Оба зеленые - канюля и стилет заряжены - полная готовность к использованию.