

Биопсийный пистолет MDL Themy (Auto-Gun)

ФСЗ 2012/13006

одноразовый, срез 10 мм / 20 мм

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип	одноразовый
Срез	10 мм / 20 мм

Дополнительные характеристики

Биопсийный пистолет MDL Themy (Auto-Gun) - одноразовая автоматическая система для режущей биопсии мягких тканей.

Является легковесным устройством с мощным пружинным механизмом, что позволяет осуществить точную и быстрый срез образца даже в фиброзных и кальцефицированных образованиях.

Характеристики:

- Канюля изготовлена из стали марки AISI304 с заточкой по Меньжини.
- Последовательное взведения канюли и стилета.
- Сантиметровая маркировка на канюле для быстрого определения глубины введения иглы.
- **Две кнопки спуска** – фронтальную и торцевую, позволяя вам варьировать удобные для процедуры позиции.

Модификации:

- **TYS** - глубина среза 10 мм
- **TY** - глубина среза 20 мм

Режимы забора образцов:

1. Одномоментное последовательное движение стилета и канюли.
2. Первым движением выдвигается стилет, а затем вторым движением вы спускаете канюлю

Опции:

- TUT / TYST - стилет с заточкой типа трокар.
- TYC / TYSC - в наборе с коаксиальной иглой.
- TYCT / YSCT - со стилетом с заточкой типа трокар в наборе с коаксиальной иглой.
- TYR / TYCR / TYSR - опционально поставляется с утилизатором иглы.

Размеры иглы модификации TYS (с глубиной среза 10 мм):

Длина	13G	14G	16G	18G	20G
100 мм	TYS(T)1310	TYS(T)1410	TYS(T)1610	TYS(T)1810	TYS(T)2010
120 мм	TYS(T)1312	TYS(T)1412	TYS(T)1612	TYS(T)1812	TYS(T)2012
160 мм	-	TYS(T)1416	TYS(T)1616	TYS(T)1816	TYS(T)2016
200 мм	-	TYS(T)1420	TYS(T)1620	TYS(T)1820	TYS(T)2020
250 мм	-	-	-	TYS(T)1825	-
300 мм	-	-	-	TYS(T)1830	-

Размеры иглы модификации TY (с глубиной среза 20 мм):

Длина	13G	14G	16G	18G	20G
100 мм	TY(T)1310	TY(T)1410	TY(T)1610	TY(T)1810	TY(T)2010
120 мм	TY(T)1312	TY(T)1412	TY(T)1612	TY(T)1812	TY(T)2012
160 мм	-	TY(T)1416	TY(T)1616	TY(T)1816	TY(T)2016
200 мм	-	TY(T)1420	TY(T)1620	TY(T)1820	TY(T)2020
250 мм	-	-	-	TY(T)1825	-
300 мм	-	-	-	TY(T)1830	-