


Биопсийный пистолет Medax CAESAR одноразовый

ФСЗ 2012/12124

одноразовый, срез 10 мм / 22 мм

Medax S.r.l., Италия



Характеристики

Тип	одноразовый
Срез	10 мм / 22 мм

Дополнительные характеристики

CAESAR (Кесарь) - автоматическое одноразовое устройство для биопсии.

С этим биопсийным пистолетом не нужно выдвигать иглу вручную. Все сделает автоматическая система. Вся процедура получения пробы сводится к двум простым действиям: укол (под контролем УЗИ) и нажатие спускового курка. Сложный внутренний механизм компенсирует все неудобства, связанные с забором биоматериала предыдущих поколений автоматических пистолетов. С ним никогда не дрогнет рука, а взятие биоматериала будет прицельным, точным и безболезненным.

Характеристики:

- Срез размером **2.2 см и 1.0 см**.
- Возможность использования одной рукой.
- Два спусковых курка.
- Автоматическая установка предохранителя при взводе иглы.
- Специальная заточка игл позволяет безболезненно проникать сквозь кожные покровы и органы.
- **Эхогенная маркировка** позволяет визуализировать иглу во время проникновения **под контролем УЗИ**.
- Легко читаемая **сантиметровая маркировка** и ограничитель длины создают оптимальные условия для проведения процедуры.
- Также доступно в исполнении **с наконечником Троакар**.
- Есть вариант исполнения с возможностью микросреза (1.0 см) во время пункции. Это снижает риск затронуть важные близлежащие органы.
- Может быть использован совместно с интродьюсером.
- Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет.

Размер	Цвет	Длина
14G	зеленый	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 см
16G	белый	
18G	розовый	
20G	желтый	

Модификации



QUINKE

SWORD

TROCAR

Каталожные номера

	РАЗМЕР		ДЛИНА				
ЗАТОЧКА КВИНКЕ (2,2 см):	C	S				0	0
ТРОАКАРНАЯ ЗАТОЧКА (2,2 см):	C	S				0	1
ЗАТОЧКА SWORD (2,2 см):	C	S				0	2
ДЛИНА КАМЕРЫ ДЛЯ БИОПТАТА (1,0 см):	C	S				0	S

*размер в G, длина в мм (пример: CS 18 160 01)