

Биопсийный пистолет Medax M-GUN

ФСЗ 2012/12124

многоразовый, срез 10 мм / 20 мм, вес 250 г

Medax S.r.l., Италия



Характеристики

Тип	многоразовый
Срез	10 мм / 20 мм
Вес	250 г

Дополнительные характеристики

Биопсийный пистолет M-GUN (NEXTAGE IV) – многоразовая автоматическая биопсийная система.

Совместимые иглы: Universal.

Характеристики:

- Легкий вес – 250 гр.
- Длины среза **10 или 20 мм**.
- **Два спусковых механизма** обеспечивают пункции в любых положениях.
- **Предохранитель** предотвращает случайные срабатывания.
- Инструмент легко дезинфицируется обычными методами.