

Биопсийный пистолет Medax MEDCUT одноразовый

РЗН 2021/14133

одноразовый, срез 11 мм / 22 мм

Medax S.r.l., Италия



Характеристики

Тип	одноразовый
Срез	11 мм / 22 мм

Дополнительные характеристики

MEDCUT - автоматическое одноразовое устройство для биопсии. Одноразовая автоматическая система для гильотинной биопсии мягких тканей. Цилиндрическая рукоятка очень удобна в работе. Взведение механизма поворотом торцевой части рукоятки, индикатор взвода пружины - все это позволяет максимально упростить процедуру биопсии для специалиста, а мощная пружина и остро заточенный троакар делают процедуру быстрой и безболезненной для пациента.

- Характеристики:**
- Срез **11 мм** или **22 мм**.
 - Спусковой механизм расположен в проксимальной части.
 - Специальная заточка облегчает безопасную и безболезненную пункцию.
 - **Эхогенная маркировка** позволяет визуализировать иглу во время проникновения **под контролем УЗИ**.
 - Легко читаемая **сантиметровая маркировка** и **ограничитель длины** создают оптимальные условия для проведения процедуры.
 - Доступны варианты исполнения с заточкой TROCAR или SWORD.
 - Может быть использован совместно с проводящей иглой.
 - Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет.

Размер	Цвет	Длина
14G	зеленый	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 см
16G	белый	
18G	розовый	
20G	желтый	

Модификации



QUINKE



SWORD



TROCAR

Каталожные номера

	РАЗМЕР		ДЛИНА	
ЗАТОЧКА КВИНКЕ, ДЛИНА СРЕЗА 22 ММ:	M	C		
ТРОАКАРНАЯ ЗАТОЧКА, ДЛИНА СРЕЗА 22 ММ:	M	C		
ЗАТОЧКА SWORD, ДЛИНА СРЕЗА 22 ММ:	M	C		
ЗАТОЧКА КВИНКЕ, ДЛИНА СРЕЗА 11 ММ:	M	C		
ЗАТОЧКА КВИНКЕ, ДЛИНА СРЕЗА 22ММ, С КОАКСИАЛЬНОЙ ИГЛОЙ:	M	C		
ЗАТОЧКА КВИНКЕ, ДЛИНА СРЕЗА 11 ММ, С КОАКСИАЛЬНОЙ ИГЛОЙ:	M	C		

*размер в G, длина в мм (пример: MC 18 160 01)