

Биопсийный пистолет Medax MEDONE одноразовый

РЗН 2021/14133

одноразовый, срез 22 мм

Medax S.r.l., Италия



Характеристики

Тип	одноразовый
Срез	22 мм

Дополнительные характеристики

MEDONE - полностью автоматическое одноразовое устройство для режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей.

Расположение курков взвода и кнопок спуска облегчает взвод и использование устройства для проведения процедуры биопсии одной рукой, что особенно важно при использовании УЗ датчика.

Два сусковых механизма обеспечивают возможность пункции в любых положениях.

Характеристики:

- Возможность использования **одной рукой**.
- Глубина среза ткани **22 мм**.
- Спусковые механизмы расположены в дистальной и проксимальной частях.
- **Эхогенная маркировка** позволяет визуализировать иглу во время проникновения **под контролем УЗИ**.
- Легко читаемая **сантиметровая маркировка** и **ограничитель длины** создают оптимальные условия для проведения процедуры.
- Доступны варианты исполнения с заточкой TROCAR или SWORD.
- Может быть использован совместно с проводящей иглой.
- Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет

Размер	Цвет	Длина
12G	голубой	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 см
14G	зеленый	
16G	белый	
18G	розовый	
20G	желтый	

Модификации



QUINKE



SWORD



TROCAR

Каталожные номера

	РАЗМЕР		ДЛИНА		
ЗАТОЧКА КВИНКЕ:	М	О			0 0
ТРОАКАРНАЯ ЗАТОЧКА:	М	О			0 1
ЗАТОЧКА SWORD:	М	О			0 2
ЗАТОЧКА КВИНКЕ, С КОАКСИАЛЬНОЙ ИГЛОЙ:	М	О			С 0

*размер в G, длина в мм (пример: МО 18 160 01)