

Блок кранов Discofix C с удлинительной линией

ФСЗ 2007/00003

кран, трехходовой, соединение Луер / Луер-Лок ,  
объем заправки 5.3 мл, удлинительная линия, синий  
цветовой код, одноразовое использование, стерильно,  
в упаковке 50 шт.



B.Braun Melsungen AG, Германия

Характеристики

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Вид                       | кран            |
| Тип крана                 | трехходовой     |
| Соединение                | Луер / Луер-Лок |
| Объем заправки            | 5.3 мл          |
| Удлинительная линия       | Да              |
| Цветовой код              | синий           |
| Одноразовое использование | Да              |
| Стерильно                 | Да              |
| Количество в упаковке     | 50 шт.          |

Дополнительные характеристики

Показания:

- внутривенное введение жировых эмульсий;
- анестезия с использованием внутривенного анестетика, например Пропофола;
- химиотерапия с применением цитостатиков;
- иммуносупрессивная терапия с использованием Циклоспорина;
- неврология с применением нейролептиков, например фенитоин натрия.