

Блок управления ФОТЕК АСТИТОН

ФСР 2010/07371

радиохирургический / электрохирургический, режимы
вапоризация / лигирование

ФОТЕК ООО, Россия



Характеристики

Область применения	абдоминальная хирургия / гинекология / гнойная хирургия / отоларингология / проктология / торакальная хирургия
Тип	радиохирургический / электрохирургический
Режим работы	вапоризация / лигирование

Дополнительные характеристики

Блок управления АСТИТОН для аппарата ультразвукового хирургического кавитационного ФОТЕК ШГИД.941629.001ТУ.

Виды:

- Блок управления АСТИТОН-А с режимом аспирации жидкости;
- Блок управления АСТИТОН без режима аспирации жидкости.

Общая информация:

- два режима для ультразвукового воздействия;
- режим для аспирации жидкости из обрабатываемой области;
- режим для управления ирригацией лекарственного раствора в канал ультразвукового инструмента;
- широкий набор акустических узлов и ультразвуковых инструментов;
- возможность использования защитного кожуха (для предохранения тканей от касания активированным инструментом при бесконтактном воздействии);
- имеются акустические узлы и ультразвуковые инструменты с внутренним ирригационным каналом;
- стерилизация акустических узлов и ультразвуковых инструментов методом автоклавирования;
- эргономичный дизайн, прочный металлопластиковый корпус.

Назначение аппарата:

Аппарат предназначен для воздействия посредством низкочастотных ультразвуковых колебаний и активированного ультразвуком раствора на биологические ткани при проведении различного терапевтического и хирургического лечения с целью санации и дезинфекции гнойных ран и инфицированных тканей:

- орошение слизистых оболочек лекарственными растворами;
- удаление фибринового налета;
- дезинтеграция некротической ткани.