

Бокс для хранения инструментов СТРУМ большой

РЗН 2018/7276

сталь, большой, прямоугольный, длина 200 мм, с крышкой

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Материал	сталь
Тип	большой
Форма	прямоугольный
Длина	200 мм
Ширина	150 мм
Высота	30 мм
С крышкой	Да

Дополнительные характеристики

Бокс для хранения инструментов (200×150×30 мм) предназначен для стерилизации и временного хранения стоматологических инструментов.

Бокс представляет собой прямоугольный лоток, снабженный крышкой и вставкой для укладки инструмента.