

Бокс для хранения инструментов СТРУМ малый

РЗН 2018/7276

сталь, малый, прямоугольный, длина 92 мм, с крышкой

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

|           |               |
|-----------|---------------|
| Материал  | сталь         |
| Тип       | малый         |
| Форма     | прямоугольный |
| Длина     | 92 мм         |
| Ширина    | 44 мм         |
| Высота    | 17 мм         |
| С крышкой | Да            |

Дополнительные характеристики

**Бокс для хранения инструментов (92×44×17 мм)** предназначен для стерилизации и временного хранения стоматологических инструментов.

Бокс представляет собой прямоугольный лоток, снабженный крышкой и вставкой для укладки инструмента.