

Бокс для хранения инструментов СТРУМ средний

РЗН 2018/7276

сталь, средний, прямоугольный, длина 190 мм, с крышкой

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Материал	сталь
Тип	средний
Форма	прямоугольный
Длина	190 мм
Ширина	100 мм
Высота	30 мм
С крышкой	Да

Дополнительные характеристики

Бокс для хранения инструментов (190×100×30 мм) предназначен для стерилизации и временного хранения стоматологических инструментов.

Бокс представляет собой прямоугольный лоток, снабженный крышкой и вставкой для укладки инструмента.