

Бокс для проведения ПЦР-работ UVC/T-AR

УФ лампа 1×25 Вт бактерицидная UV-C (254 нм), УФ-рециркулятор 1×25 Вт, передний экран ALTUGLAS EX, толщина 8 мм, светопропускание 92%, защита от ультрафиолета >99.9%, блокировка УФ облучения, таймер, размеры 690×535×555 мм



Biosan SIA, Латвия

Характеристики

УФ лампа	1×25 Вт бактерицидная UV-C (254 нм)
УФ-рециркулятор	1×25 Вт
Срок службы УФ ламп	900 ч
Материал	нержавеющая сталь / полиметилакрилат ALTUGLAS EX / порошковая эмаль
Материал переднего экрана	ALTUGLAS EX
Толщина переднего экрана	8 мм
Светопропускание	92%
Защита от ультрафиолета	>99.9%
Освещение рабочей поверхности	лампа дневного света
Лампа	1×15 Вт
Блокировка УФ облучения	Да
Таймер	Да
Размер рабочей поверхности	650×475 мм
Электропитание	1~ 100÷240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	67 Вт
Размеры	690×535×555 мм
Масса	23 кг