

Бокс для проведения ПЦР работ UVC/T-M-AR

УФ лампа 1×25 Вт бактерицидная UV-C (254 нм), УФ-рециркулятор 1×25 Вт, передний экран стекло, толщина 4 мм, светопропускание 95%, защита от ультрафиолета ≥96%, блокировка УФ облучения, защитная пленка, таймер, размеры 690×535×555 мм

Biosan SIA, Латвия



Характеристики

УФ лампа	1×25 Вт бактерицидная UV-C (254 нм)
УФ-рециркулятор	1×25 Вт
Срок службы УФ ламп	900 ч
Материал	нержавеющая сталь / порошковая эмаль / стекло
Материал переднего экрана	стекло
Толщина переднего экрана	4 мм
Светопропускание	95%
Защита от ультрафиолета	≥96%
Освещение рабочей поверхности	лампа дневного света
Лампа	1×15 Вт
Блокировка УФ облучения	Да
Защитная пленка	Да
Таймер	Да
Размер рабочей поверхности	650×475 мм
Электропитание	1~ 100÷240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	67 Вт
Размеры	690×535×555 мм
Масса	28.8 кг