

Бокс для проведения ПЦР работ UVT-S-AR

УФ лампа 2×30 Вт бактерицидная UV-C (254 нм), УФ-рециркулятор 1×30 Вт, передний экран стекло, толщина 4 мм, светопропускание 95%, защита от ультрафиолета ≥96%, блокировка УФ облучения, защитная пленка, розетки, таймер, размеры 1245×585×585 мм



Biosan SIA, Латвия

Характеристики

УФ лампа	2×30 Вт бактерицидная UV-C (254 нм)
УФ-рециркулятор	1×30 Вт
Срок службы УФ ламп	9000 ч
Материал	нержавеющая сталь / стекло
Материал переднего экрана	стекло
Толщина переднего экрана	4 мм
Светопропускание	95%
Защита от ультрафиолета	≥96%
Освещение рабочей поверхности	лампа дневного света
Лампа	1×30 Вт
Блокировка УФ облучения	Да
Защитная пленка	Да
Розетки внутри бокса	Да
Таймер	Да
Размер рабочей поверхности	1200×520 мм
Электропитание	1~ 100÷240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	67 Вт
Размеры	1245×585×585 мм
Масса	58 кг