

Бронхофиброскоп BF-1 T60

РЗН 2015/3464

фиброскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального конца 5.9 мм, инструментальный канал 3.0 мм, вводимая часть 6.0 мм, рабочая длина 600 мм, минимальное расстояние 5 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Изгиб дистальной части вправо	120 °
Изгиб дистальной части влево	120 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	5.9 мм
Инструментальный канал	3.0 мм
Наружный диаметр вводимой части	6.0 мм
Общая длина	900 мм
Рабочая длина	600 мм
Минимальное видимое расстояние	5 мм