

Бронхофиброскоп BF-P60

РЗН 2015/3464

фиброскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального
конца 4.9 мм, инструментальный канал 2.2 мм,
вводимая часть 5.0 мм, рабочая длина 600 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	4.9 мм
Инструментальный канал	2.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	5.0 мм
Общая длина	890 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Увеличенное число светопроводящих волокон в оптике бронхофиброскопа BF-P60 OES (по сравнению с предшествующей моделью) значительно повышает качество изображений. Вы увидите изображения с меньшим уровнем муара, и каждый раз они будут четкими. Этот фиброскоп — инструмент для выполнения широкого спектра рутинных диагностических бронхоскопических процедур. При поиске фиброскопа с исключительным качеством визуализации, оптимальным управлением, маневренностью и диагностическими возможностями, очевидный выбор — бронхофиброскоп BF-P60.