

Бронхофиброскоп BF-PE2

РЗН 2015/3464

фиброскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального
конца 4.9 мм, инструментальный канал 2.2 мм,
вводимая часть 5.0 мм, рабочая длина 600 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	4.9 мм
Инструментальный канал	2.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	5.0 мм
Общая длина	890 мм
Рабочая длина	600 мм