

Бронхофиброскоп BF-TE2

РЗН 2015/3464

фиброскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального
конца 5.9 мм, инструментальный канал 2.8 мм,
вводимая часть 5.0 мм, рабочая длина 600 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	5.9 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	5.0 мм
Общая длина	890 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Бронхофиброскоп BF-TE2 предлагает большой угол обзора для получения более крупных изображений, обеспечивающих простоту ориентирования и лучшую видимость. Маневренность повышена и за счет возможности изгиба дистального конца на 130° вниз и 180° вверх. Широкий рабочий канал диаметром в 2,8 мм позволяет без труда вводить инструменты для эндоскопических вмешательств для бронхоскопии.