

Бронхофиброскоп Pentax FB-10V

ФСЗ 2008/01979

фиброскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального
конца 3.4 мм, инструментальный канал 1.2 мм,
вводимая часть 3.5 мм, рабочая длина 600 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	3.4 мм
Инструментальный канал	1.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	3.5 мм
Общая длина	900 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Клапан отсоса приборов этой серии можно подвергать обработке в автоклаве. Ультратонкая вводимая трубка включает 1,2 мм инструментальный канал, позволяющий проводить аспирацию, инъекции лекарственных средств и цитологические исследования. FB-10V подходит для детей, а также для исследования периферических отделов бронхов у взрослых.