

Бронхофиброскоп Pentax FB-15RBS

ФСЗ 2008/01979

фиброскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального
конца 4.8 мм, инструментальный канал 1.2 мм,
вводимая часть 6.0 мм, рабочая длина 600 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Угол поля зрения	100 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	4.8 мм
Инструментальный канал	1.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	6.0 мм
Общая длина	880 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

FB-15RBS - бронхофиброскоп с уменьшенным диаметром вводимой трубки, применяемый в пульмонологии и неотложной помощи, главной чертой является портативность. Встроенная батарея и источник света позволяют использовать бронхоскоп на выезде, даже в условиях отсутствия стационарного электричества. Автономность модели поддерживает и небольшой вес устройства и простота его стерилизации. Благодаря компактным размерам вводимой трубки (4,8 мм) и высокой подвижности рабочего конца данная модель может успешно применяться в детской пульмонологии.

Также вес аппарата был перераспределен в пользу центрально-уравновешенной конфигурации. Теперь для удержания эндоскопа в рабочем положении руку напрягать практически не нужно. В то же время, органы управления размещены с учетом анатомии руки человека, а значит, для манипуляций эндоскопом требуется еще меньше усилий, чем раньше.