

Бронхофиброскоп Pentax FB-15V

ФСЗ 2008/01979

фиброскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального
конца 4.9 мм, инструментальный канал 2.2 мм,
вводимая часть 4.9 мм, рабочая длина 600 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Угол поля зрения	100 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	4.9 мм
Инструментальный канал	2.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	4.9 мм
Общая длина	900 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Клапан отсоса приборов этой серии можно подвергать обработке в автоклаве. Дистальный конец обладает специальной электроизоляцией (кроме модели FB-10V), что позволяет проводить лечение током высокой частоты.

FB-15V - тонкий стандартный бронхофиброскоп. Малый диаметр вводимой трубки обеспечивает легкость введения прибора, сводя к минимуму дискомфорт пациента. Инструментальный канал 2,2 мм обеспечивает эффективную аспирацию и беспрепятственное введение инструментов.