

Бронхофиброскоп Pentax FB-18RBS

ФСЗ 2008/01979

фиброскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального
конца 5.9 мм, инструментальный канал 2.6 мм,
вводимая часть 6.0 мм, рабочая длина 600 мм

Ноуа Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Угол поля зрения	100 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	5.9 мм
Инструментальный канал	2.6 мм
Наружный диаметр вводимой части	6.0 мм
Общая длина	880 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Благодаря наличию инструментального канала расширенного диаметра (2,6 мм) бронхофиброскоп Pentax FB-18RBS позволяет осуществлять весь спектр диагностических и терапевтических процедур, при этом сохраняя свою портативность. Удаление инородных предметов, коагуляция кровотечений, взятие тканей бронхов для анализа можно проводить и во время экстренного осмотра органов дыхания на вызове в условиях отсутствия стационарного электричества.