

Бронхофиброскоп Pentax FB-18V

ФСЗ 2008/01979

фиброскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального
конца 5.9 мм, инструментальный канал 2.8 мм,
вводимая часть 6.0 мм, рабочая длина 600 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Угол поля зрения	100 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	5.9 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	6.0 мм
Общая длина	900 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Клапан отсоса приборов этой серии можно подвергать обработке в автоклаве. Дистальный конец обладает специальной электроизоляцией (кроме модели FB-10V), что позволяет проводить лечение током высокой частоты.

FB-18V - ширококанальный стандартный бронхофиброскоп. Небольшой диаметр вводимой трубки с увеличенным до 2,8 мм диаметром инструментального канала, позволяет проводить более детальные обследования с меньшим дискомфортом для пациента. Оптика, обеспечивающая большее изображение, повышает возможности при проведении терапевтических или диагностических процедур.