

Бронхофиброскоп Pentax FB-19TV

ФСЗ 2008/01979

фиброскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального
конца 6.2 мм, инструментальный канал 3.2 мм,
вводимая часть 6.2 мм, рабочая длина 600 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Угол поля зрения	100 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	6.2 мм
Инструментальный канал	3.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	6.2 мм
Общая длина	900 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Обладает всем рядом преимуществ серии V, а увеличенный диаметр инструментального канала 3,2 мм подходит для широкого спектра терапевтических и хирургических вмешательств и позволяет эффективно управляться с биопсийными щипцами, щетками для соскоба или зажимом , при этом не снижая качество аспирации.

При этом итоговый диаметр вводимой трубки фибробронхоскопа FB-18TV составляет 6,2 мм, обеспечивая комфортность осмотра и терапевтический доступ к трахее и внелегочным бронхам.