

Бронхофиброскоп Pentax FB-8V

ФСЗ 2008/01979

фиброскоп, резкость 2-50 мм, диаметр дистального
конца 2.7 мм, инструментальный канал 1.2 мм,
вводимая часть 2.8 мм, рабочая длина 600 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Угол поля зрения	100 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	2-50 мм
Диаметр дистального конца	2.7 мм
Инструментальный канал	1.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	2.8 мм
Общая длина	900 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Бронхофиброскоп V серии с тонкой вводимой трубкой диаметра 2,8 мм и инструментальным каналом 1,2 мм для исследования периферических отделов дыхательных путей до внутрилегочных субсегментарных бронхов. Данный инструмент так же предназначен для пациентов со стенозом и исследований в педиатрической практике.