

Видеобронхоскоп BF-P190

РЗН 2015/3464

видеоскоп, резкость 2-50 мм, диаметр дистального
конца 4.2 мм, инструментальный канал 2.0 мм,
вводимая часть 4.1 мм, рабочая длина 600 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Изгиб дистальной части вверх	120 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Изгиб дистальной части вправо	120 °
Изгиб дистальной части влево	120 °
Глубина резкости	2-50 мм
Диаметр дистального конца	4.2 мм
Инструментальный канал	2.0 мм
Наружный диаметр вводимой части	4.1 мм
Общая длина	900 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Тонкая конструкция для улучшенного доступа к периферийным участкам.
Вращение вводимой трубки упрощает процесс работы.
Водонепроницаемый разъем, подключаемый одним касанием, для легкой и безопасной установки.