

Видеобронхоскоп BF-Q190

РЗН 2014/1908

видеоскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального
конца 4.8 мм, инструментальный канал 2.0 мм,
вводимая часть 4.9 мм, рабочая длина 600 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	4.8 мм
Инструментальный канал	2.0 мм
Наружный диаметр вводимой части	4.9 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Тонкий и мощный бронховидеоскоп BF-Q190 облегчает проведение рутинной диагностики в глубоких участках бронхиальной системы. Модель BF-Q190 также оснащена уникальной функцией вращения. Потрясающе высокая четкость изображения в тонком корпусе. Функция вращения вводимой трубки и изгиб на 210°. Полная герметичность коннектора, подключаемого одним касанием.