

Буферный раствор имидазола Diagon Dia-IMIDAZOL

ФСЗ 2012/12611

система открытая, для анализаторов Diagon серия
Coag, фибриноген

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	фибриноген	
Фасовка	каталожный номер	реагент
	21180	12 фл x 15 мл

Описание

Буферный раствор имидазола **Diagon Dia-IMIDAZOL** – готовый к использованию буфер для разведения контролей, калибраторов и образцов при выполнении исследований протромбинового времени, фибриногена, D-димеров, факторов.

Срок годности: 24 мес
Стабильность после вскрытия: 8 недель при 2-8°C
Каталожный номер: 21180