

Бульон для бифидобактерий Bifidobacterium Broth (M1395)

ФСЗ 2009/03708

бульон, бифидобактериальный, для бифидобактерий
используется для культивирования B. Infantis.,
флакон, 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	бульон
Вид	бифидобактериальный
Назначение	для бифидобактерий используется для культивирования B. Infantis.
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Бульон для бифидобактерий используется для культивирования B. Infantis.