

## Бульон МакКонки с бромкрезоловым пурпурным (двойной концентрации) MacConkey Broth Purple (Double Strength) (M796)

ФСЗ 2009/03706

бульон, МакКонки / МакКонки, для селективного выделения энтеробактерий и близких к ним грамотрицательных палочек, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



### Характеристики

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | бульон                                                                              |
| Вид        | МакКонки / МакКонки                                                                 |
| Назначение | для селективного выделения энтеробактерий и близких к ним грамотрицательных палочек |
| Упаковка   | флакон                                                                              |
| Фасовка    | 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг                                                       |

### Дополнительные характеристики

M796: Эта жидкая среда имеет почти такой же состав, как среда M539, но вместо нейтрального красного введен индикатор бромкрезоловый пурпурный.

Среды МакКонки в качестве дифференциальных рекомендуют для селективного выделения энтеробактерий и близких к ним грамотрицательных палочек. В группу входят следующие среды:

1. (M008) MacConkey Agar without CV with 0,15% Bile Salts / Агар МакКонки без кристаллвиолета с 0,15% желчных солей
2. (M008A) MacConkey Agar without CV with 0,5% Bile Salts / Агар МакКонки без кристаллвиолета с 0,5% желчных солей
3. (M008B) MacConkey Agar without CV with 1,2% Agar / Агар МакКонки без кристаллвиолета с 1,2% агар-агара
4. (M081) MacConkey Agar with CV, NaCl and 0,15% Bile Salts / Агар МакКонки с кристаллвиолетом и 0,15% желчных солей
5. (M081A) MacConkey Agar with CV, NaCl and 0,15% Bile Salts / Агар МакКонки с кристаллвиолетом и 0,15% желчных солей
6. (M081B) MacConkey Agar with 1,35% Agar, CV, NaCl and 0,15% Bile Salts / Среда МакКонки с 1,3% агар-агара, кристаллвиолетом и 0,15% желчных солей
7. (M082) MacConkey Agar without CV, NaCl with 0,5% Sodium Taurocholate / Агар МакКонки без кристаллвиолета и хлорида натрия, с 0,5% таурохолата натрия
8. (M082A) MacConkey Agar without CV, NaCl with 0,5% Bile Salts / Агар МакКонки без кристаллвиолета и хлорида натрия, с 0,5% желчных солей
9. (M051) MacConkey Agar, Modified / Агар МакКонки модифицированный

10. (M061) MacConkey Agar with Brom Thymol Blue / Агар МакКонки с бромтимоловым синим
11. (M1024) MacConkey Agar Base / Основа агара МакКонки
12. (M298) MacConkey Sorbitol Agar / Агар МакКонки с сорбитом
13. (M007) MacConkey Broth / Бульон МакКонки
14. (M539) MacConkey Broth (Double Strength) / Бульон МакКонки (двойной концентрации)
15. (M796) MacConkey Broth Purple (Double Strength) / Бульон МакКонки с бромкрезоловым пурпурным (двойной концентрации)
16. (M083) MacConkey Broth Purple / МакКонки пурпурный бульон
17. (M083I) MacConkey Broth (Purple) w/BCP / МакКонки бульон (пурпурный) с бромкрезоловым пурпурным
18. (M1125) M-MacConkey Broth / M-Бульон МакКонки.