

Бульон Мюллера-Хинтона (сухая среда) / Mueller-Hinton

ФСЗ 2009/04521

бульон, Мюллера-Хинтона , для культивирования широкого спектра микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам, флакон, 500 г

Bio-Rad, Франция



Характеристики

Тип	бульон
Вид	Мюллера-Хинтона
Назначение	для культивирования широкого спектра микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г